



Releasepakket 24.2

Phoniro Release-informatie

Wanneer we ons IT-systeem Phoniro Care en onze apps updaten, staat in de Release-informatie wat we hebben gedaan. We ontwikkelen onze software continu om u betere functies en meer stabiliteit te bieden. Door up-to-date te blijven, haalt u het meeste uit uw investering.

Wanneer we een nieuwe versie van Phoniro Care en/of onze Home Care-app uitbrengen, noemen we dat een release. We verzamelen deze nieuwe versies in een releasepakket. Soms zijn beide versies opgenomen in een releasepakket, maar soms is er slechts één nieuwe versie inbegrepen.

Versies inbegrepen in dit releasepakket

Phoniro Care-versie

Phoniro Care

3.59 (nieuw release)

App-versie

Phoniro Home Care (Android & iOS)

2.3 (nieuw release)

Welke functies zijn opgenomen in een release?

Sommige functies worden automatisch getoond na een upgrade.

Andere functies moeten echter worden geactiveerd en geconfigureerd om effect te hebben. Deze functies zijn gemarkeerd met dit symbool: ⚙️. Deze functies kunnen zowel configuratiekosten als maandelijkse kosten met zich meebrengen.

Neem contact op met het servicecentrum van onze partner FocusCura voor meer informatie over de manier waarop u de functies in uw organisatie kunt gebruiken.

Algemeen nieuws

Wijzigingen in het gebruikersbeheer van Phoniro Care

Vereenvoudigde navigatie

Om het eenvoudiger te maken een toegangsrol en inloggegevens van een medewerker lokaal te vinden, zijn deze instellingen nu onderverdeeld onder verschillende pictogrammen. Dit is dezelfde verdeling die al bestaat onder centraal beheer.

Grotere flexibiliteit

De organisatirol voor een medewerker kan nu verschillende start- en eindtijden hebben voor verschillende machtigingen. Deze worden op een flexibele manier afgehandeld onder de toegangsrol van de medewerker.

Organisationsroll

Organisation: Organisation Hemtjänst

Slutdatum
Sätt samma slutdatum på alla rader. [Välj slutdatum](#)

<input type="checkbox"/>	Alarm system cloud user					
<input type="checkbox"/>	DKM admin					
<input type="checkbox"/>	DKM Home Care installer					
<input type="checkbox"/>	DKM medic Home Care user					
<input checked="" type="checkbox"/>	DKM user	Startdatum	2024-01-11	Välj	Slutdatum	<input type="text"/> Välj/Rensa
<input checked="" type="checkbox"/>	E-visit camera user	Startdatum	2023-07-12	Välj	Slutdatum	<input type="text"/> Välj/Rensa
<input type="checkbox"/>	PH6000 camera admin					
<input type="checkbox"/>	T&A planning admin					

Algemeen nieuws (voortgezet)

Kleine wijzigingen

- Verbeteringen van het rapport „Overzicht cliënt” in Excel-formaat
- Alle logbestanden in Phoniro Care kunnen nu worden geëxporteerd naar Excel
- Medewerkers met een beëindigde organisatirol verschijnen niet lokaal
- Wanneer een medewerker of een zorgontvanger wordt beëindigd, worden zijn connecties niet meer weergegeven in de lokale organisatie
- De persoonlijke gegevens van een medewerker of een zorgontvanger worden niet langer weergegeven voor lokale connecties wanneer de opdracht wordt beëindigd
- ⚙️ Huidige aanwezigheid van het medewerker wordt nu ook lokaal weergegeven. Deze functie moet worden geactiveerd door Phoniro.
- Bijgewerkte helpteksten op de pagina „Mobiele telefoons”
- ⚙️ Mogelijk om de distributie van organisatirollen aan te passen. Dit wordt gedaan in het centrale beheer en deze functie moet worden geactiveerd door Phoniro.

Tildela organisationsroller

Administratörens rolltyp med högsta säkerhetsnivå styr vilken nivå hen kan delegera.

Administratörer med organisationsroll kan delegera:

- Rolltyper med samma eller lägre säkerhetsnivå.
- Enbart rolltyper med lägre säkerhetsnivå.

- ⚙️ Het is nu mogelijk om beperkte machtigingen voor zorgontvangers in te stellen. Dit wordt gedaan in het centrale beheer en deze functie moet worden geactiveerd door Phoniro.
- We hebben een knop toegevoegd op verschillende plaatsen in Phoniro Care, die het gemakkelijker maakt om **alle tekstvelden in een formulier te wissen**. Dit wordt gebruikt bij zowel lokaal als centraal beheer.

Startsida > Administration > Brukare

Administration av brukare

Här redigerar du personuppgifter på befintliga brukare och lägger till nya. Sök efter brukaren innan du lägger upp en ny för att undvika dubletter. (Mer hjälp)

+ Ny brukare

Förnamn Efternamn

Personnr Brukarnr

Telefonnummer lägenhetsapparat Endast brukare med telefonnummer till lägenhetsapparat.

Rensa fält Sök

Digitaal Sleutel-Management

Nieuwe instelling voor het slottype nachtschoot

Nu is het mogelijk om in Phoni Care in te stellen of een slot van het type nachtschoot is. Deze instelling verbergt de vergrendelknop voor dit type slot in de Home Care-app. In Phoni Care wordt dit verduidelijkt met **een helptekst**. We doen dit om te voorkomen dat het nachtschoot kan worden ontgrendeld, ook al lijkt het te zijn vergrendeld in de app.



Functionaliteit voor nieuwe medicijnkasten

We hebben functionaliteit toegevoegd voor onze nieuwe medicijnkasten, die ons bestaande model MC03 zullen vervangen. Om onze nieuwe medicijnkasten te kunnen gebruiken, moet u Phoni Care en de Home Care-app upgraden naar de versies die in dit releasepakket zijn opgenomen.

Kleine wijzigingen

- Een **verklarende tekst** (goed/laag/kritisch) vult de pictogrammen in batterijrapporten aan om nog duidelijkere batterijstatussen toe te voegen



- De mogelijkheid om per organisatie een tijd in te stellen voor hoe lang een gebruiker aangemeld kan blijven in de Home Care-app. De standaardwaarde is 16 uur, maar deze kan worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 48 uur.

Hoe krijg ik toegang tot nieuwe releases?

Phoniro Care

Neem contact op met uw contactpersoon om een upgrade te bestellen. Wij bieden snelle en gratis upgrades als u gebruik maakt van Phoniro Care.

App

Onze apps worden continu bijgewerkt op Google Play en AppStore.

Wilt u meer weten?

In onze gebruikershandleidingen kunt u meer lezen over de verschillende functies. Alle oplossingen van Phoniro Care worden beschreven op onze website.