



# Release-pakke 24.2

## Releaseinformasjon for Phoniro Care

Når vi oppdaterer Phoniro Care, IT-systemet vårt, og appene våre, er det i Releaseinformasjonen du kan finne hva vi har gjort. Vi utvikler kontinuerlig programvaren vår for å gi deg bedre funksjoner og høyere stabilitet. Ved å holde deg oppdatert vil du få mest mulig ut av investeringen din.

Når vi lanserer en ny versjon av Phoniro Care, noen av våre apper og/eller programvare for våre alarmservere, kaller vi det en release. Vi samler disse nye versjonene i en release-pakke. Noen ganger er flere nye versjoner (releaser) inkludert i en release-pakke, men noen ganger er bare én ny versjon inkludert.

## Versjoner som er inkludert i denne release-pakken

### Versjon av Phoniro Care

Phoniro Care
3.59 (ny release)

### Versjoner av alarmserver

Phoniro Local Alarm Server (PLAS)	Phoniro Alarm Server Cloud
1.15.2 (ny release)	1.15.2 (ny release)

### App-versjoner

Phoniro Home Care (Android & iOS)	Phoniro PI (Android)	Senior Living (Android & iOS)
2.3 (ny release)	2.23 (ny release)	1.21 (ny release)

### Hvilke funksjoner er inkludert i en release?

Noen av funksjonene vil vises automatisk for deg etter en oppgradering.

Andre funksjoner må imidlertid aktiveres og konfigureres slik at de kan tre i kraft. Slike funksjoner er merket med dette symbolet: ⚙️. Disse funksjonene kan innebære konfigurasjonskostnader samt en månedlig kostnad.

Kontakt servicesenteret vårt for mer informasjon om hvordan funksjonene kan brukes i deres organisasjon.

## Meldinger til systemforvaltere



MERK! Følgende gjelder kun for de kundene som selv oppgraderer Phoniro Care-miljøet sin, og som har WCF (Windows Communication Foundation) installert.

### Endring er nødvendig i Phoniro Care-konfigurasjonsfilene

I xml-filen **Overrides.xml** som ligger i mappen **Configuration\Settings** i den mappen der WCF er installert, må du legge til det som er markert i gult i koden nedenfor, under taggen <appSettings>.

```
<appSettings>  
  <add key="CoreSettings.ConnectionString" value="Server=XXXXX;Database=XXXXXX;User ID=XXXXX;Password=XXXXXXX;Trusted_Connection=False;" />  
  <add key="wcf:disableOperationContextAsyncFlow" value="false" />  
</appSettings>
```

## Generelle Nyheter

### Endringer i brukeradministrasjon i Phoniro Care

#### Forenklet Navigasjon

For å gjøre det enklere å finne en ansatts tilgangsrolle og påloggingsinformasjon lokalt, er disse innstillingene nå delt opp under forskjellige ikoner. Dette er den samme inndelingen som allerede finnes under sentraladministrasjonen.

#### Større fleksibilitet

Organisasjonsrollen til en ansatt kan nå ha forskjellige start- og sluttider for ulike tillatelser. Disse håndteres fleksibelt under den ansattes tilgangsrolle.

**Organisationsroll**

Organisation: Organisation Hemtjänst

Sluttdatum  
Sätt samma slutdatum på alla rader. [Välj slutdatum](#)

<input type="checkbox"/>	Alarm system cloud user				
<input type="checkbox"/>	DKM admin				
<input type="checkbox"/>	DKM Home Care installer				
<input type="checkbox"/>	DKM medic Home Care user				
<input checked="" type="checkbox"/>	DKM user	Startdatum	<input type="text" value="2024-01-11"/>	Välj	Sluttdatum <input type="text"/> Välj/Rensa
<input checked="" type="checkbox"/>	E-visit camera user	Startdatum	<input type="text" value="2023-07-12"/>	Välj	Sluttdatum <input type="text"/> Välj/Rensa
<input type="checkbox"/>	PH6000 camera admin				
<input type="checkbox"/>	T&A planning admin				

## Generelle Nyheter (forts.)

### Mindre endringer

- Forbedringer av rapporten «Oversikt Klient» i Excel-format
- Alle loggbøker i Phonirol Care kan nå eksporteres til Excel
- Ansatte med avsluttet organisasjonsrolle vises ikke lokalt
- Når en ansatt avsluttes, vises ikke deres tilknytninger lenger i den lokale organisasjonen
- Når en omsorgsmottaker avsluttes, vises ikke deres tilknytninger lenger i den lokale organisasjonen
- Omsorgsmottakerens personopplysninger vises ikke lenger for lokale tilknytninger når bestillingen er avsluttet
- Personalets personopplysninger vises ikke lenger for lokale tilknytninger når ordren avsluttes
- ⚙ Gjeldende medarbeiders tilstedeværelse vises nå også lokalt. Denne funksjonen må aktiveres av Phonirol.
- Oppdaterte hjelpetekster på siden «Mobiltelefoner»
- ⚙ Mulighet til å justere distribusjonen av organisasjonsroller. Dette gjøres i sentraladministrasjonen og funksjonen må aktiveres av Phonirol.

**Tildela organisasjonsroller**

Administratørens rolltyp med høyeste sikkerhetsnivå styr hvilken nivå hen kan delegera.

Administratører med organisasjonsroll kan delegera:

Rolltyper med **samma eller lavere** sikkerhetsnivå.

Enbart rolltyper med **lavere** sikkerhetsnivå.

- ⚙ Det er nå mulig å sette begrensede tillatelser for omsorgsmottakere. Dette gjøres i sentraladministrasjonen og funksjonen må aktiveres av Phonirol.
- Vi har lagt til en knapp flere steder i Phonirol Care som vil gjøre det enklere å **tømme alle tekstfelt** i et skjema. Dette brukes både i lokal- og sentraladministrasjon.

Startsida > Administration > Brukere

**Administration av brukere**

Här redigerar du personuppgifter på befintliga brukare och lägger till nya. Sök efter brukaren innan du lägger upp en ny för att undvika dubletter. ([Mer hjälp](#))

[+ Ny brukare](#)

Förnamn <input type="text"/>	Efternamn <input type="text"/>
Personnr <input type="text"/>	Brukarnr <input type="text"/>
Telefonnummer lägenhetsapparat <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Endast brukare med telefonnummer till lägenhetsapparat.

[Rensa fält](#) [Sök](#)

## Digital Nøkkelhåndtering

### Ny innstilling for låsetypen "Smekklås"

Det er nå mulig å angi om en lås er av smekklåstype i Phoniro Care. Denne innstillingen vil skjule låseknappen for denne låstypen i Home Care-appen. I Phoniro Care forklares dette med en **hjelpetekst**. Vi gjør dette for å forhindre et scenario der smekklåsen kunne være ulåst, selv om den ser ut til å ha blitt låst i appen.



### Funksjonalitet for nye medisinskap

Vi har lagt til funksjonalitet for våre nye medisinskap, som vil erstatte vår eksisterende modell, MC03. For å kunne bruke våre nye medisinskap, må du oppgradere Phoniro Care og Home Care-appen til versjonene som er inkludert i denne utgivelsespakken.

### Mindre endringer

- En **forklarende tekst** (god/lav/kritisk) følger nå ikonene i batterirapporter for å tilføye enda klarere batteristatus



- Muligheten til å sette en tid per organisasjon for hvor lenge en bruker kan forbli pålogget i Home Care-appen. Standardverdien er 16 timer, men den kan justeres til et område mellom 1 og 48 timer.

## Digital Tilsyn

### ⚙ Anonymisering (uskarpt bilde) i e-besøkets nettbrukergrensesnitt

Det er nå mulig å bruke et uskarpt bilde fra kameraer for å forhindre identifisering av omsorgsmottakeren under et digitalt besøk.

Vennligst kontakt Phoniros servicesenter for å aktivere funksjonen.

### Mindre endringer

- Kartfunksjonen i brukergrensesnittet for e-tilsyn er fjernet
- Klarlegging for funksjonen «Kopier Overvåkningstider for Overvåkningsskjema». Det viser nå også informasjon når en bruker forsøker å lage en tidsplan som er i konflikt med en pågående.
- Vi har lagt til en **påminnelse** om hvordan man kan håndtere tidsplaner for e-tilsyn under overgang til sommertid.



Schemat ska gälla för alla dagar  
 Rullande schema

Start och sluttid  
Om Slut lämnas tom gäller schemat tillsvidare.

Start  Välj Tid  :00

Slut  Välj Tid  :00 [Rensa](#)

Vid övergång till sommertid (sista söndagen i mars) behöver du tänka på att tillsyner som läggs mellan 02:00-03:00 inte kommer visas. Se hjälptexten högst upp på sidan för mer information.

## Alarmsystem

### Mindre endringer

- Informasjon om omsorgsmottakeren er ikke lenger synlig under «Lokalt Administrasjonsrom» hvis omsorgsmottakerens bestilling har blitt avsluttet.
- Informasjon om omsorgsmottakeren vises ikke lenger på alarmer i Senior Living-appen hvis brukerens bestilling har blitt avsluttet.
- Evnen til å kontrollere overvåkningen av radiobasen, dvs. om den er tilgjengelig eller ikke.
- Vi lanserer nå Senior Living-appen for iOS for de som ønsker å bruke Apple iPhone. Kontakt oss for å planlegge implementering i din virksomhet.
- Det er nå mulig å **legge til en avdeling** direkte når nytt personale opprettes. Det er nå også mulig å legge til en avdeling under sentral **Administrasjon Personal**.

The image shows two screenshots from a web application. The left screenshot is the 'Ny personal' form, which has several sections: 'Personuppgifter', 'Adresser', 'Innlogging og behørighet', and 'Organisasjonell'. A red box highlights the 'Avdelinger' section at the bottom, which lists 'Avdelning #1' through '#5' with checkboxes. A red arrow points from this box to the right screenshot. The right screenshot is titled 'Redigera avdelinger for personal' and shows a dropdown menu for 'Organisation' set to 'Kommunen SÄBO'. Below this, there is a list of departments: 'Avdelning K1' through 'K5', each with a checkbox. At the bottom of the right screenshot are 'Spara' and 'Avbryt' buttons.

- Det er enklere å **søke etter omsorgsmottakere med leilighetsenheter** i lokaladministrasjonen

The image shows a screenshot of the 'Administration av brukare' form. The form has a header with 'Startsida > Administration > Brukare'. Below the header is a description: 'Här redigerar du personuppgifter på befintliga brukare och lägger till nya. Sök efter brukaren innan du lägger upp en ny för att undvika dubletter. (Mer hjälp)'. There is a '+ Ny brukare' button. The form contains several input fields: 'Förnamn', 'Efternamn', 'Personnr', and 'Brukarnr'. Below these is a 'Telefonnummer lägenhetsapparat' field with a checkbox labeled 'Endast brukare med telefonnummer till lägenhetsapparat.'. At the bottom right, there are 'Rensa fält' and 'Sök' buttons. A red box highlights the 'Telefonnummer lägenhetsapparat' field, and a red arrow points from it to the 'Sök' button.

## Alarmsystem (forts.)

- Mulighet til å filtrere etter kamera i Hendelsesloggen for Phoniro 6000.

Hendelseslogg for Phoniro 6000  
Här visas en hendelseslogg för Phoniro 6000. (Mer hjälp)

Från 2024-01-30 00 : 00 Typ av händelse  
Till 2024-01-31 00 : 00  
Brukare  
Personallista  
**Kamera**  
Larmkategori Alla  
Avdelning Alla  
Rum Alla  
Visningsläge Grupperade händelser

Alla | Ingen

- Larm startat
- Ytterligere larm
- Larm godtaget
- Ångrat godtagande
- Närvaro startad
- Larm avslutat
- Larm repeterat
- Planerad närvaro startad
- Planerad närvaro avslutad
- Ytterligere informasjon
- Telefonsamtal
- Kameraanmeldning startad

Visa Excel

- Påminnelse** om å legge til hvor meldinger skal sendes hvis kontakten med Alarm Gateway går tapt

Koppling till Alarm Gateway

Hämta larm från Alarm Gateway

Du behöver fylla i vart meddelande ska skickas om kontakten till Alarm Gateway tappas. Det gör du under Meddelanden i Phoniro 6000-profilen.

- Det er mulighet for hver organisasjon å sette en tid for hvor lenge en bruker kan være pålogget i Senior Living-appen. Standardverdien er satt til 0 timer, noe som betyr at personalet aldri blir logget ut. En administrator kan justere verdien mellom 0–48 timer. Hvis verdien er større enn 0 timer, blir funksjonen aktivert og administratoren må velge hvordan appen skal oppføre seg hvis personalet har en pågående tilstedeværelse. Som standard forblir brukeren pålogget etter at den innstilte tiden har passert hvis de har en tilstedeværelse. De blir logget ut så snart tilstedeværelsen er ferdig. Alternativt kan systemet konfigureres slik at brukeren logges ut selv om de har en tilstedeværelse. Tilstedeværelsen vil da bli avsluttet automatisk.

App - Automatisk utlogging

Tid till användaren loggas ut automatiskt  
Anges i timmar. 0 = funktionen avstängd **16**

Användare med pågående närvaro  
Både närvaro på larm och planerad närvaro avses.

Användaren förblir inloggad och närvaron är kvar

Användaren loggas ut och närvaron avslutas



## Hvordan får jeg tilgang til nye releaser?

---

### Phoniro Care

#### For kunder som har Phoniro Care i egen drift

- Du kan laste ned filene du trenger, sammen med teknisk informasjon, fra lagringsstedet du har fått tilgang til fra oss. Deretter oppgraderer du på egen hånd.

#### For kunder som kjøper Phoniro Care som en tjeneste

- Du kontaktes av oss før en oppdatering for å sørge for at du har den nyeste programvaren. Deretter oppgraderer vi for deg. Enkelt!

Vet du at vi byr på raske og gratis oppgraderinger hvis du lar oss ta oss av driften av Phoniro Care? Kontakt oss for mer informasjon.

### Appene Home Care, Phoniro PI og Senior Living

Appene våre oppdateres kontinuerlig via Google Play/AppStore.

### PLAS

Hvis du ønsker å oppgradere din PLAS, må du kontakte vårt Servicecenter og bestille en oppgradering.

### Vil du vite mer?

Du kan lese mer utførlig om funksjonene i våre brukerhåndbøker. Alle løsninger som inngår i Phoniro Care er nærmere beskrevet på hjemmesiden vår <https://www.phoniro.com/>.