

Releasepaket 24.5

Phoniro Releaseinformation

När vi uppdaterar vårt IT-system Phoniro Care och våra appar, så är det i Releaseinformationen du läser vad vi har gjort. Vi utvecklar löpande våra programvaror för att ge er bättre funktioner och högre stabilitet. Ni kommer att få allra största nytta av er investering genom att hålla er uppdaterade med det senaste.

När vi släpper en ny version av Phoniro Care, någon av våra appar och/eller programvara för våra larmservrar så kallar vi det för en release. Dessa nya versioner samlar vi i ett releasepaket. Ibland ingår det flera nya versioner (releaser) i ett releasepaket, men ibland är det bara en ny version som ingår.

Ingående versioner i detta releasepaket

Phoniro Care version

Phoniro Care
3.61 (ny release)

Larmservrar versioner

Phoniro Local Alarm Server (PLAS)	Phoniro Alarm Server Cloud
1.15.2 (befintlig)	1.15.2 (befintlig)

Appar versioner

Phoniro Home Care (Android & iOS)	Phoniro PI (Android)	Senior Living (Android)
2.3 (befintlig)	2.3 (befintlig)	2.1 (befintlig)

Vilka funktioner ingår i en release?

En del av funktionerna kommer automatiskt att visas för er efter en uppgradering.

Andra funktioner behöver dock aktiveras och konfigureras för att de ska börja gälla. Dessa funktioner har vi markerat med denna symbol: ⚙️. Dessa funktioner kan innebära kostnader för konfiguration samt en månatlig kostnad.

Kontakta vårt Servicecenter för mer information kring hur funktionerna kan användas i er verksamhet.

Generella nyheter

Notering om lanseringsdatum för denna release

För kunder som köper Phoni Care som tjänst

- Vi kommer inte att uppgradera ert Phoni Care under december, utan återkommer med planering i januari.

För kunder med Phoni Care i egen drift

- Ni väljer själva när ni vill uppgradera Phoni Care. Ni följer då den vanliga rutinen som finns beskriven på sista sidan i denna release-information.

Mindre förändringar


- Uppdaterat Welfare-API, personalintegration Lifecare Utförare – Phoni Care.
 - Avslut av personal: Från och med version 3.61 av Phoni Care fungerar det att hämta avslut av personal där man satt t.o.m-datum framåt i tiden. Även befintliga datum framåt i tiden uppdateras från denna version. Grundläggning sker automatiskt vid uppgradering. Ingen åtgärd krävs från kund.
- Digital Nyckelhantering
 - Nytt filter i låsloggar för stora och små medicinskåp
 - Nya fält för att lägga till namn på lås

Larmsystem


⚙️ Ny funktion i Senior Living-appen

Nu går det att konfigurera var i larmflödet kameraknappen ska visas i Senior Living-appen. Antingen innan ett larm godtas eller efter, beroende på vilket larmflöde verksamheten föredrar. Kontakta Phoniro Servicecenter för att få hjälp med konfigurationen.

Notera! Denna funktion kräver Senior Living version 2.1.0 som lanserades i Release 24.4.



Vy innan godtaget larm: Kameraknapp ej synlig.



Vy efter godtaget larm: Kameraknapp synlig.

Hur får jag tillgång till nya releaser?

Phoniro Care

För kunder med Phoniro Care i egen drift

- De filer ni behöver, tillsammans med teknisk information, laddar ni ner från lagringsytan ni har fått tillgång till från oss. Sedan uppgraderar ni på egen hand.

För kunder som köper Phoniro Care som tjänst

- Vi uppgraderar er Phoniro Care åt er och säkerställer att ni har den senaste mjukvaran. Enkelt!

Du vet väl att vi erbjuder snabba och kostnadsfria uppgraderingar när ni lägger driften av Phoniro Care hos oss? Kontakta vårt Servicecenter för mer information.

Apparna Home Care, Phoniro PI och Senior Living

Våra appar uppgraderas i normalfallen kontinuerligt via Google Play/AppStore.

PLAS

Om du vill uppgradera din PLAS så kontaktar du vårt Servicecenter och bokar in en uppgradering.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Phoniro Cares alla ingående lösningar beskrivs på: <https://www.phoniro.com/sv/losningar/>

(knappen här nedanför tar dig direkt till denna sida)