



# Releasepakke 25.3

## Phoniro Releaseinformation

Når vi opdaterer vores IT-system Phoniro Care og vores apps, er det i Releaseinformationen, du kan finde, hvad vi har lavet. Vi udvikler løbende vores software for at give dig bedre funktioner og højere stabilitet. Ved at holde dig opdateret får du mest muligt ud af din investering. I denne releasepakke har vi foretaget mange ændringer og forbedringer, der giver bedre funktionalitet og stabilitet til din organisation.

Når vi lancerer en ny version af Phoniro Care, nogen af vores apps og/eller software til vores alarmservere, kalder vi det en release. Vi samler disse nye versioner i en releasepakke. Nogle gange er flere nye versioner (releaser) inkluderet i en releasepakke, men nogle gange er der kun én ny version inkluderet.

## Versioner inkluderet i denne releasepakke

### Phoniro Care version

Phoniro Care
3.62 (ny release)

### Alarmserver-versioner

Phoniro Local Alarm Server (PLAS)	Phoniro Alarm Server Cloud
1.15.2 (nuværende)	1.15.2 (nuværende)

### App-versioner

Phoniro Home Care (Android & iOS)	Phoniro PI (Android)	Senior Living (Android)
3.1 (nuværende)	3.1 (nuværende)	2.2 (nuværende)

### Hvilke funktioner er inkluderet i en release?

Nogle af funktionerne vises automatisk for dig efter en opgradering.

Andre funktioner skal dog aktiveres og konfigureres, før de kan træde i kraft. Sådanne funktioner er markeret med dette symbol: ⚙️. Disse funktioner kan være forbundet med både konfigurationsomkostninger og en månedlig omkostning.

Kontakt vores servicecenter for yderligere oplysninger om, hvordan funktionerne kan anvendes i din organisation.

## Generelle nyheder

### Forbedret borger-view

I den borger-view kan du nu også se, når borgeren har én bolig-tag. Både med sit eget ikon og at der er én bolig-tag knyttet til borgeren i oversigten over borgerens forbindelser.

The screenshot shows the 'phoniro | CARE' interface. The top navigation bar includes 'Välj organisation', 'Byt lösenord', and 'Logga ut'. The breadcrumb trail is 'Startsida > Administration > Brukare > [User Icon]'. The main section is titled 'Redigera brukare' and contains several icons for different services: Personuppgifter, Beställningar, Frånvaroperioder, Scheman, Platser, Läs, Medicinskåp, Nyckelgömmor, NFC-etiketter, Boendetaggar BLE (highlighted with a red dashed box), and Begränsad behörighet. On the right, a sidebar titled 'Brukarens kopplingar' lists: 1 plats, 1 läs, 1 medicinskåp, 1 NFC-etikett, and 1 boendetagg (highlighted with a red dashed box).

### Mindre ændringer

- Vi har præciseret hjælpeteksten under indstillingerne for rolletype Begrænset adgang. Dette bruges i vores løsning Digital Nøglehåndtering.

## Digital Nøglehåndtering

### Forbedret søgefunktion

Vi har tilføjet et nyt automatisk filter under Administration>Boligtags. Dette fungerer i både Central og Lokal administration. Når du begynder at skrive i feltet, søger det automatisk efter borgere og personale henholdsvis. I søgefeltet kan du søge efter fornavn, efternavn, personnummer og/eller borgernummer. Søgetermen fremhæves i en liste, og det er nu meget nemmere hurtigt at finde den rigtige person.

The screenshot shows a search interface with three input fields: 'Serienummer', 'Kund', and 'Personal'. The 'Kund' field contains the text '62'. A dropdown menu is open below the 'Kund' field, displaying a list of search results. Each result line includes a name (partially obscured), a customer number ('Kundnr:'), and a highlighted number. The results are:

- Person: [Name], Kundnr: 627
- Person: [Name], Kundnr: 623
- Person: [Name], Kundnr: 625
- Person: [Name], Kundnr: 622
- Person: [Name], Kundnr: 626
- Person: [Name], Kundnr: 620

Below the search fields, there is a button labeled 'Kopplad till personer'.

### Mindre ændringer

- Vi har tilføjet en søgeboks, så det er muligt også at søge efter låsens serienummer i rapporten **Lås (Detaljeret)**.
- Vi har tilføjet en kolonne til låsens Bluetooth-adresse, når rapporten **Lås (Detaljeret)** eksporteres til Excel.
- Vi har ændret standardindstillingen for låseenheder med modelbetegnelse MC04S, MC04L (Medic Mini og Medic Maxi) og ME09 (Main Entrance), så du nemt kan vælge fast strømforsyning til de enheder, du ønsker.

## Alarmsystem

---

### Mindre ændringer

- Ikonet for boliglås på plejehjem har fået nyt billede og navn.
- I skemaet for om alarmerheder skal udløse alarmer eller ej, har vi tilføjet en afkrydsningsfelt for at kunne vælge alle hverdage på én gang.
- Standardindstillingen for hvad der sker, når en bruger automatisk bliver logget ud af Senior Living-appen efter en vis tid, er ændret til, at brugeren logges ud og eventuel igangværende tilstedeværelse afsluttes.
- Alle inaktive mobiltelefoner skjules nu automatisk fra den dato, de blev deaktiveret. Dette gør rapporter og logbøger meget mere overskuelige. Også på Hjem>Opfølgning>Mobiltelefon vises kun aktive mobiltelefoner. Ændringen gælder både Central og Lokal administration.

## Hvordan får jeg adgang til nye releaser?

---

### Phoniro Care

#### *For kunder med Phoniro Care, der bruges i egen drift*

- I kan downloade de filer, I har brug for, sammen med teknisk information fra den lagerplads, I har fået adgang til fra os. Derefter opgraderer du selv.

#### *For kunder, der køber Phoniro Care som ydelse*

- Vi opgraderer for jer, så vi sikrer, at I har den seneste software. Let!

Ved I, at vi tilbyder hurtige og gratis opgraderinger, når I lader os sørge for drift af Phoniro Care? Kontakt os for yderligere information.

### Vores apps: Home Care, Phoniro PI og Senior Living

Vores apps opdateres løbende via Google Play/AppStore.

### PLAS

Hvis du ønsker at opgradere din PLAS, skal du kontakte vores Servicecenter og booke en opgradering.

### Vil du vide mere?

Du kan læse en mere udførlig beskrivelse af funktionerne i vores brugermanualer. Alle de løsninger der indgår i Phoniro Care er beskrevet på vores hjemmeside <https://www.phoniro.com/>.

*Bemærk! Dele af teksten i dette dokument er oversat ved hjælp af AI-tjenester. Grammatiske fejl kan forekomme.*