



Release-pakke 25.3

Releaseinformasjon for Phoniro Care

Når vi oppdaterer Phoniro Care, IT-systemet vårt, og appene våre, er det i Releaseinformasjonen du kan finne hva vi har gjort. Vi utvikler kontinuerlig programvaren vår for å gi deg bedre funksjoner og høyere stabilitet. Ved å holde deg oppdatert vil du få mest mulig ut av investeringen din.

Når vi lanserer en ny versjon av Phoniro Care, noen av våre apper og/eller programvare for våre alarmservere, kaller vi det en release. Vi samler disse nye versjonene i en release-pakke. Noen ganger er flere nye versjoner (releaser) inkludert i en release-pakke, men noen ganger er bare én ny versjon inkludert.

Versjoner som er inkludert i denne release-pakken

Versjon av Phoniro Care

Phoniro Care
3.62 (ny release)

Versjoner av alarmserver

Phoniro Local Alarm Server (PLAS)	Phoniro Alarm Server Cloud
1.15.2 (gjeldende)	1.15.2 (gjeldende)

App-versjoner

Phoniro Home Care (Android & iOS)	Phoniro PI (Android)	Senior Living (Android)
3.1 (gjeldende)	3.1 (gjeldende)	2.2 (gjeldende)

Hvilke funksjoner er inkludert i en release?

Noen av funksjonene vil vises automatisk for deg etter en oppgradering.


Andre funksjoner må imidlertid aktiveres og konfigureres slik at de kan tre i kraft. Slike funksjoner er merket med dette symbolet: ⚙️. Disse funksjonene kan innebære konfigurasjonskostnader samt en månedlig kostnad.

Kontakt servicesenteret vårt for mer informasjon om hvordan funksjonene kan brukes i deres organisasjon.

Generelle Nyheter

Forbedret visning av pleietaker

I visningen av pleietaker kan du nå også se når pleietakeren har en boligtagg. Både med sitt eget ikon og at det er en boligtagg knyttet til pleietakeren i oversikten over pleietakerens forbindelser.



Mindre endringer

- Vi har presisert hjelpeteksten under innstillingene for rolletype Begrenset tilgang. Dette brukes i våres løsning Digital Nøkkelhåndtering

Digital Nøkkelhåndtering

Forbedret søkefunksjon

Vi har lagt til et nytt automatisk filter under Administrasjon>Boligtagger. Dette fungerer i både Sentral og Lokal administrasjon. Når du begynner å skrive i feltet, søker det automatisk etter pleietakere og personale henholdsvis. I søkefeltet kan du søke etter fornavn, etternavn, personnummer og/eller pleietakernummer. Søketermen fremheves i en liste, og det er nå mye enklere å raskt finne riktig person.

The screenshot shows a search form with three input fields: 'Serienummer', 'Kund', and 'Personal'. The 'Kund' field contains the text '62'. A dropdown menu is open below the 'Kund' field, displaying a list of search results. Each result line includes a name (partially obscured), a customer number (Kundnr), and a person number (Personnr). The search term '62' is highlighted in each result line. Below the search fields, there is a button labeled 'Kopplad till personer'.

Personnr	Kundnr
627	627
623	623
625	625
622	622
626	626
620	620

Mindre endringer

- Vi har lagt til en søkeboks, slik at det er mulig også å søke etter låsens serienummer i rapporten **Lås (Detaljert)**.
- Vi har lagt til en kolonne for låsens Bluetooth-adresse når rapporten **Lås (Detaljert)** eksporteres til Excel.
- Vi har endret standardinnstillingen for låseenheter med modellbetegnelse MC04S, MC04L (Medic Mini og Medic Maxi) og ME09 (Main Entrance) slik at du enkelt kan velge fast strømforsyning for de enhetene du ønsker.

Alarmsystem

Mindre endringer

- Ikonet for boliglåser på servicebolig har fått nytt bilde og navn.
- I skjemaet for om alarmerheter skal utløse alarmer eller ikke, har vi lagt til en avkrysningsboks for å kunne velge alle ukedager på én gang.
- Standardinnstillingen for hva som skjer når en bruker automatisk blir logget ut av Senior Living-appen etter en viss tid, er endret til at brukeren logges ut og eventuell pågående tilstedeværelse avsluttes.
- Alle inaktive mobiltelefoner skjules nå automatisk fra den datoen de ble deaktivert. Dette gjør rapporter og loggbøker mye mer oversiktlige. Også på Hjem>Oppfølging>Mobiltelefon vises kun aktive mobiltelefoner. Endringen gjelder både Sentral og Lokal administrasjon.

Digital Tilsyn

Mindre endringer

- I tilfeller hvor personalet både gjør fysiske hjemmebesøk og e-tilsynsbesøk under samme arbeidsskift, har det oppstått problemer med overlappende arbeidsskift. Dette skyldes at det alltid opprettes en ny arbeidsskift under e-tilsynsbesøk. Dette er nå løst, slik at e-tilsynsbesøk unntas fra regelen om at man ikke kan ha overlappende arbeidsskift.

Hvordan får jeg tilgang til nye releaser?

Phoniro Care

For kunder som har Phoniro Care i egen drift

- Du kan laste ned filene du trenger, sammen med teknisk informasjon, fra lagringsstedet du har fått tilgang til fra oss. Deretter oppgraderer du på egen hånd.

For kunder som kjøper Phoniro Care som en tjeneste

- Vi oppgraderer for dig å sørge for at du har den nyeste programvaren. Enkelt!

Vet du at vi byr på raske og gratis oppgraderinger hvis du lar oss ta oss av driften av Phoniro Care?

Kontakt oss for mer informasjon.

Appene Home Care, Phoniro PI og Senior Living

Appene våre oppdateres kontinuerlig via Google Play/AppStore.

PLAS

Hvis du ønsker å oppgradere din PLAS, må du kontakte vårt Servicecenter og bestille en oppgradering.

Vil du vite mer?

Du kan lese mer utførlig om funksjonene i våre brukerhåndbøker. Alle løsninger som inngår i Phoniro Care er nærmere beskrevet på hjemmesiden vår <https://www.phoniro.com/>.

Merk! Deler av teksten i dette dokumentet er oversatt ved hjelp av AI-tjenester. Grammatikkfeil kan forekomme.