

phoniro

ASSA ABLOY

Välkomna till
Phoniro
Update Date

Höör – Backagården





Först några ord om

Säkerhet

Agenda



10.00

Välkomna!

10.10

Digital Nyckelhantering

Olle Bliding

11.30

Cyber Security

Martin Jerling Wengle

12.15

LUNCH

13.15

MultiVision

Linda Arousell

13.45

Phoniro Care – Tips & Trix

Johanna Lönnesjö

14.15

Posifon – Smarta lösningar
för ökad trygghet

Johanna Lethin
Jacobson

14.45

Frågestund och Avslut

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



Digital Nyckelhantering

Olle Bliding

Digital nyckelhantering



Phoniro Lock



Main Entrance
portlås



Nyckelgömma



Traka
Nyckelskåp



Medicinskåp



Boendelås

De nya medicinskåpen: Medic Mini & Medic Maxi

- Stand-alone eller inbyggt
- Enkelt att montera inuti ett stort Medic (gamla eller nya)
- Strömförsörjs via Batteri, via Medic eller via Transformator
- Inbyggd belysning
- Loggar stängning
- Loggar nödöppning



Smart



Säkert



Effektivt




Medic-serien



Medic Maxi
Stort skåp med hyllor



Medic Mini
Litet skåp




Kombinerat
Stort + litet skåp

Tillbehör beställs separat

Medic Mini inbyggt, två olika varianter




Medic Mini i MC03




Medic Mini i Medic Maxi



Medic Mini Tillbehörslista

Bild	Beskrivning
	Medic Mini Standalone Detta är ett Medic Mini utan några tillbehör. För att till exempel montera det inuti ett Medic behöver du komplettera med ett eller flera tillbehör nedan. Se konfigurationsguide på efterföljande sidor.
	Infästningsplåt För att kunna montera Medic Mini inuti ett Medic. Levereras med erforderliga skruvar.
	Alkaliskt Batteripack 7.5V/3200mAh När Medic Mini ska drivas med batteri behövs detta batteripack.
	Y-kabel När Medic Mini är monterat inuti ett Medic kan båda skåpen strömförsörjas med samma transformator med hjälp av denna kabel.
	Transformator För att strömförsörja Medic och Medic Mini. Om en och samma transformator ska användas för att strömförsörja båda skåpen behövs även en Y-kabel (30430).
	Nödöppningsplåt Standard Om en nödöppning av Medic Mini har gjorts, behöver denna del bytas ut för att det ska kunna återställas. Du känner igen den på att den har en "midja" med 5 små hål. Sitter som standard vid leverans. Säljs i 10-pack.
	Nödöppningsplåt Smal Om en nödöppning av Medic Mini har gjorts, behöver denna del bytas ut för att det ska kunna återställas. Denna kan användas när det ska vara lite enklare att nödöppna. Du känner igen den på att den bara har 3 små hål och lite smalare "midja". Säljs i 10-pack.
	Inkoppling "Högre behörighet" För att kunna ha olika behörighetsnivåer behöver våra applikationskonsulter göra en inställning i er PhoniCare-miljö. Detta gör det då möjligt att använda Högre behörighet i hela er verksamhet. Engångskostnad oberoende av antal skåp.



Digital Nyckelhantering



Verifierade mobila enheter

Kompatibla och verifierade enheter

3 Lista på verifierade mobila enheter

I samband med release av nya låsmodeller, nya låsmjukvaror och app-versioner testas dessa med enheter av nedanstående modellserier av telefoner. Andra enheter än dessa är inte testade och vi kan inte svara på om de fungerar med Phoniros lösningar.

Modellserie	Phoniro Home Care	Phoniro PI	Phoniro Senior Living	Notering
iPhone	OK	N/A	N/A	Endast BLE [#] , ej BT Classic [°]
Pixel	OK	OK	OK	
Samsung XCover-serien [†]	OK	OK	OK	
Samsung XCover PRO-serien [†]	OK	OK	OK	
Samsung Galaxy A50-serien [†]	OK	OK	OK	Gäller fr.o.m A55
Samsung Galaxy A30-serien [†]	OK	OK	OK	Gäller fr.o.m A35

ClientOS	Count	SuccessPercent
Android 10	142	93.7%
Android 11	7681	97.7%
Android 12	1205	86.4%
Android 13	51087	97.4%
Android 14	111973	99.5%
Android 15	1	100%
Android 9	1183	98.9%
iOS 14.4.1	14	100%
iOS 14.5.1	6	100%
iOS 15.6	3	100%
iOS 15.8.2	4	100%
iOS 15.8.3	206	100%
iOS 16.1.1	57	100%
iOS 16.4.1	2	100%
iOS 16.5.1	2	100%
iOS 16.6	6	100%
iOS 16.6.1	4	100%
iOS 16.7.10	44	100%
iOS 16.7.4	1	100%
iOS 16.7.5	2	100%
iOS 17.0.3	2	100%
iOS 17.3.1	6	100%
iOS 17.4.1	11	100%
iOS 17.5	10	100%
iOS 17.5.1	95	100%
iOS 17.6.1	302	100%
iOS 17.7	55	98.2%
iOS 18.0	5	100%
iOS 18.1	16	100%
iOS 18.1.1	178	99.4%
iOS 18.2	43	100%
iOS 18.2.1	74	98.6%
iOS 18.3	102	99%
iOS 18.3.1	1479	99.5%
iPadOS 17.5.1	2	100%
iPadOS 17.6.1	1	100%
iPadOS 18.1	2	100%
iPadOS 18.1.1	3	100%
iPadOS 18.2.1	2	100%
iPadOS 18.3	51	100%

BYTAS UT PÅ GRUND AV TEKNIK OCH SÄKERHET



Bluetooth Classic 2
300, 301, 330, 350, 380H2, ME01-ME08H2, MC03H2



Man/ni måste hänga med i teknikutvecklingen med telefonerna

Bluetooth LE 4
380T4, ME08T4, MC03T4, KS03T4



Bluetooth LE 5
390, ME09, MC04, KS04



BYTAS UT PÅ GRU

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bluetooth 2

Bluetooth Classic 2

300, 301, 330, 350, 380H2, ME01-ME08H



Man/ni måste hänga med i teknikutveckling

Lås

Vy över kommunens alla lås. ([Mer hjälp](#))

Organisation Alla

Batteristatus Alla

Låstyp Alla

Sortering Serienummer

☐ Enbart lås utan kommunikation

Aktiverade Aktiverade och inaktiverade

Användningsområde Alla

Låskategori Alla

- PhonirolLock_300A
- PhonirolLock_300D
- PhonirolLock_301A
- PhonirolLock_301D
- PhonirolLock_330A
- PhonirolLock_330D
- PhonirolLock_350A
- PhonirolLock_350D
- PhonirolLock_380D
- PhonirolLock_380Di
- PhonirolLock_380H2A
- PhonirolLock_380H2D
- PhonirolLock_380T4A
- PhonirolLock_380T4D
- PhonirolLock_380T6A
- PhonirolLock_380T6D
- PhonirolLock_390A
- PhonirolLock_390D
- PhonirolME_01
- PhonirolME_02


End of Life

- Bostadsanpassningar
- Bluetooth Classic (300, 330/350, ME04, ME08H2, MC03 etc)



Uppdateringar, Tips & trix

- Phoniro Lock 390 – ny Firmware ute
- Main Entrance MC04 – ny Firmware snart
- Nyckelgömma KS03 – bättre batteritid för larmkunder i nästa Phoniro Care-release
- Återfjädrande vredpuck



Uppdateringar, Tips & trix

- Phoniro Lock 380T4 mjukvaruuppdatering

Lås
Vy över kommunens alla lås. [\(Mer hjälp\)](#)

OrganisationAlla

BatteristatusAlla

LåstypBrukarlås

SorteringSenaste kommunikation

☐ Enbart lås utan kommunikation

AktiveradeAktiverade och inaktiverade

AnvändningsområdeAlla

LåskategoriPhoniroLock_380T4D

[Visa](#) [Excel](#)


Serienummer	Låstyp	Användningsområde	Låskategori	Batteristatus	Brukare	Plats	Organisation	Aktiverad	Senaste kommunikation	Senaste användare	Mjukvaruversion	Bootloadervers
KE21350715	Brukarlås	Dörr	PhoniroLock_380T4D	 (bra)				Ja	2025-04-10 14:39:29	Utbildning 1 1 (Utbildning1)	13.57.1	1.6.2
KE21350733	Brukarlås	Dörr	PhoniroLock_380T4D	 (bra)				Ja	2025-04-02 13:52:12	Utbildning 1 1 (Utbildning1)	13.60.1	1.6.2
KE23210123	Brukarlås	Dörr	PhoniroLock_380T4D	 (bra)				Ja	2025-03-04 13:45:37	Anna Emmly (annemm)	13.57.1	1.6.2



Uppdateringar, Tips & trix

- Phoniro Lock 380T4 mjukvaruuppdatering
 - Bootloader – Bit-by-Bit motorn 1.5.4 eller senare
 - Personal skickar bara "Applikationsprogrammet"
 - Utan rätt Bootloader i låset finns inte Bit-by-Bit funktionalitet
 - För 13.60 utan bootloader måste man gå via Montörsladdning av 13.57 med Bootloader

1.5.2	13.52
1.5.4	13.53
1.6.2	13.57
1.6.2	13.60



Digital Nyckelhantering





The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



Cyber Security

– Hur jobbar ASSA ABLOY med det?

Martin Jerling Wengle

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



MultiVision

– det nya tillskottet som gör Phoniro 6000 ännu bättre

Linda Arousell

SYSTEMÖVERSIKT – Larmsystem Phoniro 6000


MOBILTRAFIK

FAST FÖRBINDELSE/
INTEGRATION


TRÅDLÖST

VERKSAMHETS-
SYSTEM


PHONIRO
CARE



Senior Living-appen – inloggning



Senior Living-appen – Larmhantering



Nyhet 2025



MultiVision



Upptäcker fall i realtid eller om hyresgästen oväntat lämnar sängen och skickar inom kort en notis i händelse av larm.

Kommunicera direkt med den som behöver hjälp.
2-vägs kommunikation med högkvalitativt ljud

Täcker hela rummet! 360° kameraupptagningsområde gör att det oftast bara behövs en sensor per rum.

Högsta säkerhet! Den AI-baserade mjukvaran i multisensorn detekterar händelser baserat på det den ser för stunden, inget behöver sparas eller skickas till en central server.

Både hårdvara och mjukvara är designad och tillverkad i EU och är extremt hållbar och underhållsfri.
En helt ny nivå av hållbarhet!

Ökad trygghet för omsorgstagaren. Mer tillförlitlig larmdetektion än med konventionella fallsensorer t.ex. radar

Integritet på riktigt! Möjlighet till 100% anonymisering av hela bilden som visas.

Varför välja Phoniros Multisensor?

Bättre nyttjande av resurser

- Tidsbesparing tack vare att sensorn kan ersätta vissa fysiska besök
- Reducerad arbetsbörda tack vare färre falsklarm
- Ge snabbare hjälp där det föreligger ett verkligt problem
- Lägre arbetstryck på personalen, vilket i sin tur leder till lägre frånvaro
- En Multisensor kan ersätta många traditionella sensorer

Snabbare respons på tillbud

- Möjligt att direkt reagera på händelser
- Verifiera larm visuellt på smartphone eller via 2-vägs talkommunikation
- Reducera antalet falsklarm

Ökad kvalitet på vården

- Snabbare larmhantering
- Enklare kommunikation med personalen
- Utökad och bättre vård där behovet finns
- Bättre sömn hos hyresgästen tack vare färre störningar på natten





WWW.MOBOTIX.COM 2024-03-25 CET 16:27:16
Kepler Nurse Assist state: OUT_OF_ROOM_STATE (last notification: OUT_OF_ROOM)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bathroom


person

Så här kan det se ut


015959 Fall_Detected Not_In_Bed In_Bed Situation_Normal Privacy_On Priva.. < FR00 REC

Vyer i Senior Living-appen

Utan anonymisering



100% anonymisering




Ej verkliga skärmbilder, utan endast för att illustrera hur det skulle kunna se ut

Nytt utbildningsmaterial


8. Möjlighet att titta i kameran och ringa till den



Pernilla får ett larm om att Asta har trillat. Nu kan hon välja att titta i kamera eller ringa.



Eftersom det är ett fallarm, så bestämmer sig Pernilla för att titta i kameran.



Hon ser då att Asta ligger på golvet och kan agera så fort fallet har skett.

Bilder skapad med generativ AI. Simulerade skärmdumpar kan skilja sig från verkligheten.



**Logiken i
MultiVision**

Valmöjligheten att titta i kamera eller ringa till kameran dyker endast upp i telefonen vid larm.

Public

Part of ASSA ABLOY

Nyckelfritt på Säbo



Smart




Säkert



Effektivt



Boendelås



Alla varianter av Medic

Phoniro Larmsystem 6000 – E-Learning



Phoniro Larmsystem e-learning - Senior Living app

START COURSE

phoniro
ASSA ABLOY

Välkommen!

Den här utbildningen ger dig grunderna i att använda Phoniros larmapp **Senior Living** som ni använder till erat larmsystem. Efter genomgången kurs kan du återvända hit om det är något speciellt du undrar kring appens funktioner.

Klicka på knappen **STARTA KURSEN** ovan för att sätta igång.

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



Phoniro Care

– Tips & Trix

Johanna Lönnesjö

Hantera registervård

Registervård

- Gallring av brukare och personal
- Avslut av organisationer
- Hantering av personal och behörigheter
- Inaktivering av hårdvaruprodukter
- Inaktivering av telefoner

Övriga tips på vägen



Gallring av brukare

Söka fram brukare att gallra

Startsida > Administration > Brukare > Gallra

Gallra brukare

Vid gallring avidentifieras brukaren så all möjlighet till identifiering tas bort. Brukaren är inte längre synlig någonstans i systemet förutom i rapporter. Namnet är då utbytt mot texten "Gallrade personuppgifter". När du väljer gallring för en brukare börjar en ångerperiod tills borttagningen sker definitivt. Under den här perioden kan en eventuell felgallring tas tillbaka. Det gör du genom att klicka på *Ångra gallring* och där välja vilka brukare som inte ska gallras. Under ångerperioden är gallringsstatus synligt i standardrapporten Överblick Brukare. [\(Mer hjälp\)](#)

Ångerperioden är inställd på 30 dagar och 0 timmar.

Ångra gallring

Beställning

Brukare utan pågående beställning sedan

2020

maj

Förnamn

Personnummer

Efternamn

Brukarnummer

Sortering

Senaste beställning avslutad

Sök

Alla | Ingen

	Namn	Personnummer	Brukarnummer	Senaste beställning avslutad
☐	Fridolf Fridolfsson	19190108-0000	4	2019-02-27
☐	Julia Juli	19190710-0000	44	2019-08-12
☐	Asta Fransson	19800808-Tf08	30	2020-01-02

Kontrollera och verifiera uppgifter i nästa steg.

Gå vidare

Avbryt

Startsida > Administration > Brukare > Gallra

Gallra brukare

Vid gallring avidentifieras brukaren så all möjlighet till identifiering tas bort. Brukaren är inte längre synlig någonstans i systemet förutom i rapporter. Namnet är då utbytt mot texten "Gallrade personuppgifter". När du väljer gallring för en brukare börjar en ångerperiod tills borttagningen sker definitivt. Under den här perioden kan en eventuell felgallring tas tillbaka. Det gör du genom att klicka på *Ångra gallring* och där välja vilka brukare som inte ska gallras. Under ångerperioden är gallringsstatus synligt i standardrapporten Överblick Brukare. [\(Mer hjälp\)](#)

Ångerperioden är inställd på 30 dagar och 0 timmar.

Ångra gallring

Beställning

Brukare med och utan beställning

Förnamn

Personnummer

Efternamn

Brukarnummer

Sortering

Senaste beställning avslutad

Sök

Alla | Ingen

	Namn	Personnummer	Brukarnummer	Senaste beställning avslutad
☐	Ulla Gsson	19220911-1122	84	⚠️ Brukaren har en pågående eller framtida beställning
☐	Gullan Persson	19380817-xxxx	177	⚠️ Brukaren har en pågående eller framtida beställning

Gallring av brukare

Att utföra gallringen

Startsida > Administration > Brukare > Gallra > Bekräfta gallring

Kontrollera uppgifter innan gallring

Vid gallring avidentifieras brukaren så all möjlighet till identifiering tas bort. Brukaren är inte längre synlig någonstans i systemet förutom i rapporter. Namnet är då utbytt mot texten "Gallrade personuppgifter". När du väljer gallring för en brukare börjar en ångerperiod tills borttagningen sker definitivt. Under den här perioden kan en eventuell felgallring tas tillbaka. Det gör du genom att klicka på *Ångra gallring* och där välja vilka brukare som inte ska gallras. Under ångerperioden är gallringsstatus synligt i standardrapporten Överblick Brukare.

Ångerperioden är inställd på 30 dagar och 0 timmar.

Namn	Personnummer	Brukarnummer	Födelseår	Kön
Fridolf Fridolfsson	19190108-0000	4	1919	Okänd

Vill du verkligen gallra brukaren?

Ja

Nej

Startsida > Uppföljning > Brukare

Brukare

Vy över kommunens alla brukare.

Förnamn

Efternamn

Brukarnummer

Beställningar

Utan senaste besökare

Organisation

Kvittensenhet

Sortering

Alla

VisaExcel

Kvittensenhet

Brukare	Adress	Telefonnummer	Lås	Nyckelgömma	NFC-etikett/blåtandsknapp	Senaste besökare	Gallringsstatus
Fridolf Fridolfsson 4 (19190108-0000)							Gallrad (kan ångras i 30d och 0h)

Antal brukare: 1

Gallring av brukare

Ångra gallring

Startsida > Administration > Brukare > Gallra

Gallra brukare

Vid gallring avidentifieras brukaren så all möjlighet till identifiering tas bort. Brukaren är inte längre synlig någonstans i systemet förutom i rapporter. Namnet är då utbytt mot texten "Gallrade personuppgifter". När du väljer gallring för en brukare börjar en ångerperiod tills borttagningen sker definitivt. Under den här perioden kan en eventuell felgallring tas tillbaka. Det gör du genom att klicka på *Ångra gallring* och där välja vilka brukare som inte ska gallras. Under ångerperioden är gallringsstatus synligt i standardrapporten Överblick Brukare. [\(Mer hjälp\)](#)

Ångerperioden är inställd på 30 dagar och 0 timmar.

Ångra gallring

Beställning

Brukare utan pågående beställning sedan

2020

maj

Förnamn

Personnummer

Efternamn

Brukarnummer

Sortering

Senaste beställning avslutad

Sök

Alla | Ingen

	Namn	Personnummer	Brukarnummer	Senaste beställning avslutad
☐	Julia Juli	19190710-0000	44	2019-08-12
☐	Asta Fransson	19800808-TF08	30	2020-01-02

Kontrollera och verifiera uppgifter i nästa steg.

Gå vidare

Avbryt

Startsida > Administration > Brukare > Gallra > Ångra gallring

Ångra gallring

Alla brukare som är satta att gallras och fortfarande har ångerperiod kvar visas i listan. Om listan är tom så har inga brukare gallrats eller så har ångerperioden löpt ut. Markera de brukare som felaktigt gallrats och välj sedan *Ångra gallring*.

Ångerperioden är inställd på 30 dagar och 0 timmar.

Förnamn

Personnummer

Efternamn

Brukarnummer

Sortering

Tid för gallring (Kortast tid överst)

Sök

Alla | Ingen

	Namn	Personnummer	Brukarnummer	Senaste beställning avslutad	Tid för gallring	Tid kvar på ångerperiod
☒	Fridolf Fridolfsson	19190108-0000	4	2019-02-27	2025-06-17 11:33	29 dagar 23h

Ångra gallring

Avbryt

43
Public

Part of ASSA ABLOY

Gallring av personal

- Att söka fram personal att gallra

Startsida > Administration > Personal > Gallra

Gallra personal

Vid gallring avidentifieras personalen så all möjlighet till identifiering tas bort. Personalen är inte längre synlig någonstans i systemet förutom i rapporter. Namnet är då utbytt mot texten "Gallrade personuppgifter". När du väljer gallring för en personal börjar en ångerperiod tills borttagningen sker definitivt. Under den här perioden kan en eventuell felgallring tas tillbaka. Det gör du genom att klicka på [Ångra gallring](#) och där välja vilken personal som inte ska gallras. Under ångerperioden är gallringsstatus synligt i standardrapporten Överblick Personal. [\(Mer hjälp\)](#)

Ångerperioden är inställd på 30 dagar och 0 timmar.

Ångra gallring

Behörighetsroll

Utan aktiv behörighetsroll

☒ Ingen inloggning sedan

2020

maj

Inloggningar i appen LMO registreras inte i Phoniio Care. Se hjälptexten för mer information.

Förnamn

Personnummer

Efternamn

Personalnummer

Användarnamn

Sortering

Senaste inloggning (ej LMO)

Sök

Alla | Ingen

	Namn	Personnummer	Personalnummer	Användarnamn	Behörighetsroll	Senaste inloggning (Inga LMO-inloggningar registreras)
☐	Madde Jönsson	34	madde	Saknas	2019-09-16 06:59	
☐	Test Test	19010203-4567	132	Davtest	Saknas	2019-09-05 09:49
☐	Vidar Magnusson	121	vima	Saknas	2019-08-01 22:48	
☐	Marie-Louise Linderson	119	=Malin57	Saknas	2019-07-26 07:48	

Startsida > Administration > Personal > Gallra

Gallra personal

Vid gallring avidentifieras personalen så all möjlighet till identifiering tas bort. Personalen är inte längre synlig någonstans i systemet förutom i rapporter. Namnet är då utbytt mot texten "Gallrade personuppgifter". När du väljer gallring för en personal börjar en ångerperiod tills borttagningen sker definitivt. Under den här perioden kan en eventuell felgallring tas tillbaka. Det gör du genom att klicka på [Ångra gallring](#) och där välja vilken personal som inte ska gallras. Under ångerperioden är gallringsstatus synligt i standardrapporten Överblick Personal. [\(Mer hjälp\)](#)

Ångerperioden är inställd på 30 dagar och 0 timmar.

Ångra gallring

Behörighetsroll

Med och utan aktiv behörighetsroll

☒ Ingen inloggning sedan

2020

maj

Inloggningar i appen LMO registreras inte i Phoniio Care. Se hjälptexten för mer information.

Förnamn

Personnummer

Efternamn

Personalnummer

Användarnamn

Sortering

Senaste inloggning (ej LMO)

Sök



Alla | Ingen

	Namn	Personnummer	Personalnummer	Användarnamn	Behörighetsroll	Senaste inloggning (Inga LMO-inloggningar registreras)
☐	Maria Montör	19740418-TF02	186	mariamont	Aktiv	2020-04-17 11:23
☐	Maria Personal	19740418-TF01	185	maria	Aktiv	2020-04-17 08:05
☐	Carina Testadmin	19610501-TF01	22	calu	Aktiv	2020-03-30 14:58

44
Public

Part of ASSA ABLOY

Avsluta organisationer



Hantering av personal och behörigheter

Startsida > Administration > Personal > Johanna Lönnesjö > Behörighetsroller > Redigera

Redigera organisationsroll

Organisationsroll

Organisation: Johannas Hemtjänst

Slutdatum
Sätt samma slutdatum på alla rader. [Välj slutdatum](#)

☐ Administratör

☒ Användare

Startdatum2025-03-03VäljSlutdatumVälj/Rensa

☒ Assistans Användare

Startdatum2024-04-01VäljSlutdatumVälj/Rensa

☐ Bemanningsplanerare


☐ Medicinskåp anv ordbo

☐ Systemadministratör

46
Public

Part of ASSA ABLOY

Inaktivering av hårdvaruprodukter



Startsida > Administration > Lås > KE22490440 > Uppgifter

Redigera lås

Här kan du göra inställningar för låset. ([Mer hjälp](#))

Namn	
Kategori	PhoniroLock_390D
Serienummer	KE22490440
Blåtandsadress	FA282EB3C631
Låstyp	Brukare ▼
Aktiv	☒

Information till personal

Lyft handtag innan låsning Instruerar personal att lyfta dörrhandtaget innan låsning.	☐
Trög dörr, kan behöva en knuff Instruerar personal att knuffa på dörren.	☐

Övriga inställningar

Högre behörighet krävs
Endast personal med rättigheten *Lås och nyckelgömmor som kräver högre behörighet* kan öppna låset. ☐

Pausa notifiering av kritisk batterinivå
Skicka inte notifieringar via sms/e-post angående kritisk batterinivå t ex om batteriet är borttaget från låset. ☐

Smäcklås (fallås)
Låsknappen kommer att döljas i appen eftersom låsningen sker automatiskt med smäcklås. I uppställt läge går dörren inte att låsa. ☐

[Spara](#) [Avbryt](#)

Inaktivering av telefoner

- Sker per automatik efter 180 dagars inaktivitet
- Använd gärna rapporten – Överblick Mobiltelefon

Startsida > Uppföljning > Mobiltelefon

Mobiltelefon

Vy över kommunens alla mobiltelefoner. (Mer hjälp)

Telefonnamn

Telefonnummer

Blåtandsadress

Identifierare

Externt id

Personal

Organisation

Status

Sortering

Alla

Johannas Hemtjänst

Alla

Senast använd

Visa

Excel

Telefonnamn	Telefonnummer	Organisation	Senast använd av	Senast använd	Aktiv	Blåtandsadress	Identifierare	Externt id	Operativsystem	App	Version
Johannas xcover	321321	Johannas Hemtjänst	Johanna Lönnesjö	2023-12-15 08:17:39		108EE061A165	F138E1B9FAA254E5			Okänd	1.26.3.12603008
Service	123	Johannas Hemtjänst	Service Service	2022-06-21 15:36:46		B06FE013D369	B620AB4C8A4152DF			Home Care	1.26.3.12603008
JBH TEST	0123	Johannas Hemtjänst	Johanna Lönnesjö	2022-06-15 08:14:26			46052162-bd76-4a86-b7bf-342cefa96729			Home Care	
Malins telefon	0761726841	Johannas Hemtjänst	Phoniro Mässa	2019-02-12 15:31:40			73c6143a-f32f-4305-94fb-f279bf8396fe			Okänd	1.13.0.1543

Antal telefoner: 4

Tips på vägen

Visste ni att det går att kolla vilka rättigheter era roller innehåller.

phoniø | CARE

Startsida > Administration > Personal > David Andersson > Behörighetsroller > Redigera

Redigera organisationsroll

Organisationsroll

Organisation: Therese Hemtjänst

Slutdatum
Sätt samma slutdatum på alla rader. Välj slutdatum

- ☐ admin LMO
- ☐ Admin Stj med NFC.
- ☐ Administration TF
- ☐ Administratör hemsjukvård
- ☐ Annie
- ☐ Användare inkl medic (Aneby)
- ☒ Användare TF Startdatum: 2023-02-01 Välj Slutdatum: Välj/Rensa

phoniø | CARE

Startsida > Administration > Personal > David Andersson > Behörighetsroller > Redigera

Redigera organisationsroll

Organisationsroll

Organisation: Therese Hemtjänst

Slutdatum
Sätt samma slutdatum på alla rader. Välj slutdatum

- ☐ admin LMO
- ☐ Admin Stj med NFC.
- ☐ Administration TF
- ☐ Administratör hemsjukvård
- ☐ Annie
- ☐ Användare inkl medic
- ☒ Användare TF Startdatum: Startdatum
- ☐ Assistans Admin
- ☐ Assistans Admin Central
- ☐ Assistans Användare 1
- ☐ Assistans Användare kopia
- ☐ Carinas roll
- ☐ E-tillsyn Admin
- ☐ E-tillsyn Admin Central
- ☐ E-tillsyn Användare

Phoniø Care 3.60.0.1 - Google Chrome

pk.phoniø.se/Views/Shared/Popups/ViewPermissions.aspx?QS=BlIdme8aEpsb1UKOuVSL7QA2

phoniø | CARE

Namn	Administration TF
Internt id	
Extern id	
Omfattning	Organisation
Säkerhetsnivå	50


Konfidentiella uppgifter

	Visa	Ny	Redigera	Ta bort
Brukare	☒			

Central - Administration / Brukare

	Visa	Ny	Redigera	Ta bort
Brukare	☒	☒	☒	☐
Beställningar	☒	☒	☒	☐
Lås	☒	☒		☒
Medicinskåp	☒	☒		☒
Gallra		☒		

E-tillsyn inställning för oskarp bild



Oskarp bild för kameror som används vid e-tillsyn

Aktivera funktionen Oskarp bild ☒

Nivå på Oskarp bild (0 = ingen oskärpa) ▼

Ge möjlighet att ta bort oskärpan ☐

Under e-tillsynen ges möjlighet att visa bilden skarp.
Det är bara roller med korrekt rättigheten som kan ta bort oskärpan.
Detta loggas.

Hjälptexter i Phoniro Care

phoniro | CARE

 [Startsida](#) >  [Administration](#) >  [Låsprofiler](#) >  [Redigera](#)

Redigera profil

Här kan du ändra inställningar för låsprofilen. ([Mer hjälp](#)).

phoniro | CARE

 [Startsida](#) >  [Administration](#) >  [Låsprofiler](#) >  [Redigera](#)

Redigera profil

Här kan du ändra inställningar för låsprofilen.

Här lägger du till inställningar för lås som gäller alla organisationer som inte har en organisationsspecifik profil. Fyll i SMS-nummer/e-postadresser som ska notifieras vid kritisk batterinivå och när ett medicinskåp har öppnats via nödöppning.

- SMS-nummer fylls i, ett värde per rad i formatet: +46701234567
- E-postadresser fylls i, ett värde per rad i formatet: xx@xx.com

([Dölj hjälp](#)).

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



Posifon

– Smarta lösningar för ökad trygghet

Johanna Lethin Jacobson

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



Avslutning

Linda Arousell

Frågestund



Enkät om dagens event

Vi skulle uppskatta om du tog dig några minuter och fyller i vår enkät. Det hjälper oss att skapa ännu bättre event i framtiden.

Utvärdering Update Date Höör



**Tackar,
tackar!**





Phoniro.com

Experience a safer and more open world

Public

Part of ASSA ABLOY