



Phoniro Releaseinformation

Når vi opdaterer vores IT-system Phoniro Care og vores apps, er det i Releaseinformationen, du kan finde, hvad vi har lavet. Vi udvikler løbende vores software for at give dig bedre funktioner og højere stabilitet. Ved at holde dig opdateret får du mest muligt ud af din investering. I denne releasepakke har vi foretaget mange ændringer og forbedringer, der giver bedre funktionalitet og stabilitet til din organisation.

Når vi lancerer en ny version af Phoniro Care, nogen af vores apps og/eller software til vores alarmservere, kalder vi det en release. Vi samler disse nye versioner i en releasepakke. Nogle gange er flere nye versioner (releaser) inkluderet i en releasepakke, men nogle gange er der kun én ny version inkluderet.

Versioner inkluderet i denne releasepakke

Phoniro Care version

Phoniro Care
3.64 (NY VERSION)

Alarmserver-versioner

Phoniro Local Alarm Server (PLAS)	Phoniro Alarm Server Cloud
1.15.7.0 (eksisterende)	1.15.7.0 (eksisterende)

App-versioner

Phoniro Home Care (Android & iOS)	Phoniro PI (Android)	Senior Living (Android)
3.1.1 (eksisterende)	3.1.3 (eksisterende)	2.1.4 (eksisterende)

Hvilke funktioner er inkluderet i en release?

Nogle af funktionerne vises automatisk for dig efter en opgradering.

Andre funktioner skal dog aktiveres og konfigureres, før de kan træde i kraft. Disse funktioner kan være forbundet med både konfigurationssomkostninger og en månedlig omkostning.

Kontakt vores servicecenter for yderligere oplysninger om, hvordan funktionerne kan anvendes i din organisation.

Generelle nyheder

App-versioner

For at sikre, at låsene har den nødvendige og nyeste software, anbefaler vi, at I kontrollerer, at både Home Care-appen og PI-appen er opdateret til følgende versioner:

- Home Care: version 3.1.1
- PI: version 3.1.3

Disse opdateringer er afgørende for, at systemet fungerer korrekt og leverer optimal ydeevne.

Administration af borgere

Denne release indeholder en forbedret søgefunktion til administration af borgere. Søgefunktionen fungerer ved at indtaste hele eller dele af navnet. Et nyt felt er tilføjet for at søge på sted, hvilket gør det nemmere at finde borgere, der er tilknyttet samme sted.

The screenshot shows the 'Administration av brukare' (User Administration) page in the phoni CARE system. At the top, there is a blue header with the 'phoni CARE' logo. Below the header is a navigation bar with three items: 'Startsida' (Home), 'Administration' (selected), and 'Brukare' (Users). The main content area has the title 'Administration av brukare' and a brief description: 'Här redigerar du personuppgifter på befintliga brukare och lägger till nya. Sök efter brukaren innan du lägger upp en ny för att undvika dubletter. (Mer hjälp)'. On the right side of the main content area is a button labeled 'Ny brukare' (New user). Below this is a form with several input fields: 'Förnamn' (First name), 'Efternamn' (Last name), 'Personnr' (Personal ID number), and 'Brukarnr' (User ID number). There is also a 'Plats' (Location) dropdown menu currently showing 'Abborrevägen 146, Till vänster'. To the right of the form are two buttons: 'Rensa fält' (Clear field) and 'Sök' (Search).

Alarmsystem

Logning

Denne release indeholder en ny funktion til opfølgning af logning i Phoniro 6000. Logningen er blevet udvidet og viser nu, hvornår heartbeat mistes, og hvornår det genoptages. Informationen præsenteres i logbøgerne i Phoniro Care.

Startsida > Administration > Loggböcker > Phoniro 6000

Händelselogg för Phoniro 6000

Här visas en händelselogg för Phoniro 6000. ([Mer hjälp](#))

Från: 2025-10-21 00 : 00 Typ av händelse

Till: 2025-10-22 00 : 00

Brukare:

Personal:

Kamera:

Larmkategori: Alla

Avdelning: Alla

Rum: Alla

Visningsläge: Grupperade händelser

Alla | Ingen

- ☒ Phoniro 6000 startad
- ☒ Dörr upplåst
- ☒ Medicinskåp upplåst
- ☒ Ringt lägenhetsapparat
- ☒ Brandlarmsöppning startad
- ☒ Brandlarmsöppning avslutad
- ☒ Ny position
- ☒ Överlämning extern larmcentral lyckad
- ☒ Överlämning extern larmcentral misslyckad
- ☒ Ändrade från anonymiserad till klar bild
- ☒ Kommunikation med Phoniro 6000 tappad
- ☒ Kommunikation med Phoniro 6000 återupptagen

Visa Excel

Hvordan får jeg adgang til nye releaser?

Phoniro Care

For kunder med Phoniro Care, der bruges i egen drift

- I kan downloade de filer, I har brug for, sammen med teknisk information fra den lagerplads, I har fået adgang til fra os. Derefter opgraderer du selv.

For kunder, der køber Phoniro Care som ydelse

- Vi opgraderer for jer, så vi sikrer, at I har den seneste software. Let!

Ved I, at vi tilbyder hurtige og gratis opgraderinger, når I lader os sørge for drift af Phoniro Care? Kontakt os for yderligere information.

Vores apps: Home Care, Phoniro PI og Senior Living

Vores apps opdateres løbende via Google Play/AppStore.

PLAS

Hvis du ønsker at opgradere din PLAS, skal du kontakte vores Servicecenter og booke en opgradering.

Vil du vide mere?

Du kan læse en mere udførlig beskrivelse af funktionerne i vores brugermanualer. Alle de løsninger der indgår i Phoniro Care er beskrevet på vores hjemmeside <https://www.phoniro.com/>

Bemærk! Dele af teksten i dette dokument er oversat ved hjælp af AI-tjenester. Grammatiske fejl kan forekomme.